

Zo neemt u monsters:

1 schoonmaken met schone doek



2 melk 3 stralen weg



3 ontsmet de speenpunt



4 melk nog 3 stralen weg



5 noteer het koenummer en kwartier



6 let op het dopje (ondersteboven)



7 melk het buisje voor max ¾ vol



8 vul een formulier in

Inzendformulier MONSTERS HERKAUWERS lab AdVee

Eigenaar	
UBN	
Adres	
Postcode en woonplaats	

Dierenarts:

Aantal monsters:

melk
 koe behandeld Ja/Nee
 melk bevroren Ja/Nee

serum/bloed
 oorbiopt
 mest

Rekening naar:

eigenaar dierenarts

Gegevens monsters:

monsternummers:

melkvee jongvee vleesvee

kleine herkauwer

Gewenst onderzoek:

serologie:
 ParaTBC Ab
 BVD Ag
 IBR (BHV-1 IgE)
 Neovspora Ab
 Pentakit + Manh.

RVD Ag Sneltest
 Spotchem
 Ca / Mg / p / CpK

mestonderzoek
 Sneltest diarree tm 1 mnd
 Parasit. Onderz. Va 1 mnd
 Salmonella

melkonderzoek
 BO
 BIO + Celgetal
 Celgetal

Om de kans op het aantonen van een bacterie te vergroten is het van belang de volgende punten in gedachte te houden:

- Bemonster alleen dieren die gedurende de **laatste 7 dagen niet behandeld zijn met antibiotica**.
- Bemonster alleen dieren die ten **minste 6 uur niet gemolken** zijn
- Wanneer u meerdere kwartieren bemonstert, begin dan met de speen die het dichtbij is. Werk het ontsmetten en bemonstern per speen af.
- **Bewaar de melkmonsters in de koelkast** en geeft ze zo spoedig mogelijk af bij de praktijk. Wanneer u de monsters niet binnen enkele dagen laat onderzoeken kunt u deze het beste **invriezen**.
- Zorg ervoor dat u een **volledig ingevuld formulier** met de monsters afgeeft (ook verkrijgbaar bij de balie).